




iOi[®]

INTEGRACIÓN ÓPTIMA DE VÍDEO PARA
VÍDEOS DIGITALES DE QUIRÓFANO, AUDIO Y SEÑALES DE CONTROL A TRAVÉS DE IP
FLEXIBILIDAD PARA LAS MODALIDADES EXISTENTES Y FUTURAS



iOi

INFORMATION
INTEGRATION
INNOVATION

¿Qué hay detrás de iOi?

La marca iOi se caracteriza por la transmisión de información y vídeo a través de la red IP (Information-over-IP), así como por la integración y la innovación óptimas. Rein Medical ofrece la solución adecuada para cada aplicación. Desde soluciones de punto a punto a partir de codificadores y decodificadores de hardware hasta complejos requisitos de integración en el quirófano; encontraremos el plan adecuado para usted.

PLUG & PLAY

SOLUCIONES IOI

El quirófano digital

En los quirófanos existen las más diversas modalidades de imagen. Estos comprenden desde las torres de endoscopia hasta los sistemas robóticos y los arcos en C. Además de las distintas funcionalidades, las diferentes señales de vídeo representan un desafío especial. Cada componente adicional aumenta el riesgo de infección y reduce la movilidad. Por este motivo, Rein Medical ha desarrollado la línea iOi con sus transmisores y receptores de vídeo IP.

Transmisión de datos por IP

Los transmisores y receptores de vídeo IP transmiten cualquier tipo de información a través de IP y permiten así un acceso rápido a los datos de cualquier fuente en un destino determinado. Las cajas iOi son garantía de facilidad de uso, flexibilidad y seguridad en los quirófanos digitales. También han sido diseñadas para paisajes FULL-HD y UHD.



POSSIBILIDADES DE

rein medical



Demo1 Fraktur
Sprunggelenk und
Tibia (*01.01.1970)
OSG R 2 Eb
Studie 18.02.2014

CR:



Demo1 Fraktur Sprunggelenk
01.01.1970
CR 1-1

INTEGRACIÓN

Factor de forma

Los quirófanos se diferencian en cuanto al equipamiento y las condiciones del lugar. Estos aspectos fueron especialmente considerados en el diseño de la serie iOi. Las cajas iOi están disponibles como variantes de montaje que ahorran espacio y como soluciones independientes. Para entornos médicos demandantes, las soluciones independientes son fáciles de limpiar y desinfectar gracias a un diseño de carcasa uniforme y bien estudiado.

Integración

En caso de no querer integrar un ordenador directamente en OPERION y CLINIO, entra en juego una variante Plug & Play de la línea iOi. Estos codificadores y decodificadores pueden conectarse de forma fácil y flexible a ordenadores remotos mediante una conexión directa punto a punto.

Diversidad de conexiones


Los sistemas de transmisión especialmente desarrollados por Rein Medical son soluciones de hardware para modalidades en carros móviles, así como sistemas estacionarios. La amplia gama de productos cuenta con conexiones HDMI, DVI-D, DP, SDI, Y/C, VGA, CVBS, YPbPr, USB, disparadores y terminales de audio, etc.

Transmisión de imágenes sin comprimir con resolución Full-HD y 4K

Conexión de fuentes móviles a través del panel de conexiones

PLUG & PLAY

Conversión de AV a IP en la fuente de imágenes



Tutoría y acceso a PACS y KIS

Conectividad para fuentes de vídeo modernas y antiguas

Codificador

Los versátiles codificadores iOi convierten tanto señales de vídeo analógicas como digitales en información IP sin comprimir. También se pueden transmitir otros contenidos, como señales de audio y USB, así como señales de disparo y control RS232. El tiempo de latencia de < 16 ms es imperceptible. Las señales de vídeo distribuidas se enrutan, graban y transmiten con una resolución de hasta 3840 x 2160 (UHD).

Decodificador

El decodificador iOi garantiza la presentación de la información deseada en cualquier fuente de imagen. Convierte los flujos IP recibidos en información sin comprimir. La flexibilidad de la escala garantiza una integración simple en entornos de red de gama alta.



Plug & Play

La caja iOi cuenta con un conector híbrido fácil de usar que permite conectar las modalidades de forma rápida, sencilla y flexible. Gracias a la instalación de nuestros conectores de red híbridos iOi, hemos desarrollado una solución muy fácil de usar, ya que cada fuente se conecta al sistema exclusivamente a través del conector híbrido. La alta calidad y el gran rendimiento de este método Plug & Play son apropiados para entornos médicos demandantes. Al cambiar la fuente no es necesario realizar una sincronización ni lleva mucho tiempo. De este modo, puede integrarse perfectamente en la vida cotidiana del hospital. El enrutamiento se lleva a cabo de forma automática al conectar la fuente en UHD o FULL HD. Los conectores de red pueden utilizarse como fuente de alimentación del iOi y como punto de salida, por ejemplo, para monitores móviles.



EL ENFOQUE



POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Si se instala SMART OR MANAGER como nodo central de comunicación dentro de una integración de gestión de vídeo, puede utilizarse para conectar la caja iOi. La conexión de datos puede utilizarse con PACS, HIS, RIS y otros subsistemas a través de DICOM o HL7 y permite intercambiar datos sin complicaciones.

Véase al respecto:



PARA LA MEDICINA

Intuitivo

No solo el conector híbrido contribuye a la facilidad de uso de la caja iOi; el indicador de estado LED del sistema de transmisión también garantiza transparencia y, por lo tanto, seguridad acerca del estado actual del dispositivo. A través del sistema de conexión con una mano se transmiten tanto señales de vídeo como señales de disparo (por ejemplo, en el cabezal de cámara - endoscopia). Aparece una vista previa de la fuente deseada, a la que se puede añadir información adicional (por ejemplo, el nombre de la fuente).

Prometedor

Nuestra probada solución iOi ofrece una conexión fiable a través de cables de fibra óptica. Esta tecnología prometedora garantiza una transmisión sin pérdidas y mayores reservas de ancho de banda. Además de señales de vídeo e imagen, también se transmiten señales de audio y de control RS232 y disparadores de forma bidireccional.

Higiénico

La carcasa cuenta con un recubrimiento germicida en polvo POLYFLEX® STERIDUR II, está completamente cerrada y puede desinfectarse de manera higiénica. No cuenta con ranuras de ventilación, de modo que se impide el intercambio de aire con el exterior.



RESUMEN

- Codificador múltiple con conexión híbrida, alimentación, vídeo y disparador
- Aplicaciones: Carros móviles, modalidades estacionarias
- Transmisión de señales a través de conectores universales resistentes (mejor flujo de trabajo)
- Grandes anchos de banda mediante fibra óptica (prometedor)
- Uso intuitivo
- Desacoplamiento galvánico mediante fibra óptica
- Carcasa higiénica



Resumen de las características

- Carcasa de aluminio
- Transmisión de la señal a través de un conmutador de red dedicado
- Latencia inferior a un fotograma
- Conmutación rápida entre las diversas entradas (menor a 0,5 s)
- Señales de control adicionales integradas (disparo a través de los botones de endoscopia)
- Vista previa disponible a través del codificador

Próxima generación

- Protocolo IP
- Integración en funcionamiento mixto (2K y 4K)
- Transmisión de datos UHD sin comprimir
- Líneas redundantes de 10 Gbit (posibilidad de conmutar entre transmisión sin comprimir y redundante)
- Imágenes escalables con hasta 16 fuentes

FOLLETOS DE REIN MEDICAL

Rein Medical pone a su disposición información completa. Independientemente de si se trata de Productos individuales o proyectos de integración complejos: En nuestros folletos encontrará características importantes, ventajas y ejemplos de aplicación en pocas palabras.



N. de pedido BR-ES-PRK



N. de pedido BR-DE-OP3



N. de pedido BR-DE-SOR

Si lo solicita, le enviaremos nuestros folletos de forma gratuita. Simplemente envíenos un correo electrónico indicando los folletos que necesita a: info@reinmedical.com. También puede descargar todos los folletos en formato PDF en: www.reinmedical.com

Sede central en Alemania

Rein Medical GmbH

Schwalmstraße 301 [Monforts Quartier 23]
41238 Mönchengladbach
Tel. +49 2161 6984-0, Fax +49 2161 6984-259
E-Mail. info@reinmedical.com

Suiza

Rein Medical AG

Büfelderstraße 1, CH-8370 Sirmach Thurgau
Tel. +41 71 929 55 99, Fax +41 71 929 55 90
E-Mail. info.ch@reinmedical.com

España

Rein Medical Systems S.A.

C/ Téllez, 30
1ª Planta, Oficina 2 Puerta 3, 28007 Madrid
Tel. +34 91 530 88 24, Fax +34 91 574 32 93
E-Mail. info.es@reinmedical.com